



WHITESKIN POWER 5 +ARBUTIN

WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN — наносомальный пилинг с мощным осветляющим действием. Влияет на процессы меланогенеза, регулируя экспрессию меланоцитов. Предназначен для терапии гиперпигментации различного генеза.

Показания:

- ✓ все виды гипермеланоза;
- ✓ локальная гиперпигментация;
- ✓ посттравматическая гиперпигментация;
- ✓ подготовка к инсоляции пациентов склонных к гиперпигментации

Состав: яблочная кислота-10%, азелаиновая кислота-10%, койевая кислота-5%, арбутин-1%, миндальная кислота-5%, гликолевая кислота -20%, pH 2,0-2.5

Клинические результаты:

- ✓ ровный тон кожи;
- ✓ нормализация экспрессии меланина;
- ✓ профилактика повторного проявления гиперпигментации;
- ✓ увлажнение кожи;
- ✓ защита от УФ-излучения;
- ✓ антиоксидантное воздействие.

НОВИНКА 2023



WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN CLASSIC



ШАГ 1

Тщательно смойте макияж. Очистите кожу с помощью молочка, пенки или геля для умывания. Просушите кожу.



ШАГ 2

Нанесите на кожу **0,5-1 мл** препарата **WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN**.
Равномерно распределите по поверхности кожи и оставьте на **2-3 минуты**. Затем смойте **водой**.



ВАЖНО!

Не используйте для демакияжа средства, содержащие кислоты!
Не используйте обезжириватели!
Не проводите процедуру после терапии азелаиновой кислотой!

Курс: 4-5 процедур с интервалом 7-10 дней

Расход препарата **WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN** на процедуру: 0,5-1 мл

Хранение препарата после вскрытия: 6 месяцев

Температура хранения: комнатная



WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN BIO

Протокол сочетанной процедуры WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN с инъекционной биоревитализацией

1

ШАГ 1

Тщательно смойте макияж. Очистите кожу с помощью молочка, пенки или геля для умывания. **Просушите кожу.**

2

ШАГ 2

Нанесите анестезирующий крем на кожу лица (шеи, декольте) на 30-40 минут. Затем удалите остатки крема.

3

ШАГ 3

Проведите процедуру биоревитализации в технике, рекомендованной производителем инъекционного препарата.

4

ШАГ 4

Дождитесь **полной остановки** капиллярного кровотечения. Обработайте кожу водным раствором хлоргексидина. Остатки раствора **промокните ватными дисками.**

5

ШАГ 5

Нанесите на кожу **0,5-1 мл** препарата WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN. Равномерно распределите по поверхности кожи и оставьте на **2-3 минуты.** Затем смойте **водой.**

Курс: 2-3 процедуры с интервалом 21-28 дней

Расход препарата WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN на процедуру: 0,5-1 мл

Хранение препарата после вскрытия: 6 месяцев

Температура хранения: комнатная

WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN PHYSIO



Протокол сочетанной процедуры **WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN**
с фракционной мезотерапией



ШАГ 1

Тщательно смойте макияж. Очистите кожу с помощью молочка, пенки или геля для умывания. **Просушите кожу.**



ШАГ 2

Нанесите анестезирующий крем на кожу лица (шеи, декольте) на 30-40 минут. Затем удалите остатки крема.



ШАГ 3

Проведите процедуру фракционной мезотерапии. Рекомендуется использовать инъекционные растворы для наилучшего эффекта.



ШАГ 4

Дождитесь **полной остановки** капиллярного кровотечения. Обработайте кожу водным раствором хлоргексидина. Остатки раствора **промокните ватными дисками.**



ШАГ 5

Нанесите на кожу **0,5-1 мл** препарата **WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN**. Равномерно распределите по поверхности кожи и оставьте на **2-3 минуты**. Затем смойте **водой**.

Курс: 3-4 процедуры с интервалом 7-14 дней

Расход препарата **WHITESKIN POWER 5+ARBUTIN** на процедуру: 0,5-1 мл

Хранение препарата после вскрытия: 6 месяцев

Температура хранения: комнатная